



- Öffnungsglasche.
- Klebefläche auf der Rückseite für eine sichere Befestigung.
- Sofortige Aktivierung - sterile Salzlösung in der Packung. Mit nur einem Druck ist der Katheter einsatzbereit.
- Verstellbarer Einführgriff für besseren Halt und Kontrolle, ohne den Katheter berühren zu müssen.

Hergestellt ohne PVC, Phthalate und Latex.



LoFric-Katheter sind mit der einzigartigen Urotonic™ Surface Technology beschichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Katheter sowohl beim Einführen als auch beim Entfernen gleitfähig und sicher bleibt.<sup>1</sup>

- Atraumatische Katheteraugen.



Faltbar auf handliches, diskretes Taschenformat.



Anwenderfreundliche Kundenbox.

### Indikationen

Der LoFric® Origo™ Einmalblasenkatheter ist für die intermittierende Katheterisierung der Harnblase vorgesehen.

### Sterilisation und Haltbarkeit

Durch Bestrahlung sterilisiert. Vor Ablauf des Verfallsdatums auf der Packung verwenden.

### Verpackung

30 Katheter pro Kundenbox. 2 Kundenboxen pro Versandkarton.

### Materialzusammensetzung

#### Hydrophile

**Oberflächenbeschichtung:** Polyvinylpyrrolidon (PVP).

**Katheter:** Polyolefin-basiertes Elastomer (POBE).

**Wasserkissen:** Verbundfolie aus Polyethylenterephthalat (PET), Aluminium und Polyethylen (PE). Steriles Wasser mit Natriumchlorid (NaCl).

**Einzelverpackung:** Obere Folie: Verbundfolie aus Polyethylenterephthalat (PET) und Polyethylen (PE).

Untere Folie: Polyolefin.

### Produktsortiment

Artikelnummer	Typ	Länge	Größe
442 08 00	LoFric® Origo™ Nelaton (Pädiatrie)	30 cm	CH 08
442 10 00	LoFric® Origo™ Nelaton (Pädiatrie)	30 cm	CH 10
442 12 00	LoFric® Origo™ Nelaton (Pädiatrie)	30 cm	CH 12
443 10 00	LoFric® Origo™ Nelaton (für Männer)	40 cm	CH 10
443 12 00	LoFric® Origo™ Nelaton (für Männer)	40 cm	CH 12
443 14 00	LoFric® Origo™ Nelaton (für Männer)	40 cm	CH 14
443 16 00	LoFric® Origo™ Nelaton (für Männer)	40 cm	CH 16
443 18 00	LoFric® Origo™ Nelaton (für Männer)	40 cm	CH 18
444 10 00	LoFric® Origo™ Tiemann (für Männer)	40 cm	CH 10
444 12 00	LoFric® Origo™ Tiemann (für Männer)	40 cm	CH 12
444 14 00	LoFric® Origo™ Tiemann (für Männer)	40 cm	CH 14
444 16 00	LoFric® Origo™ Tiemann (für Männer)	40 cm	CH 16
444 18 00	LoFric® Origo™ Tiemann (für Männer)	40 cm	CH 18

Bei Wellspect entwickeln wir innovative Kontinenzlösungen, die das Leben der Menschen verändern. Wir möchten unsere Anwender dazu inspirieren, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu entwickeln. Mit den Produktmarken LoFric® und Navina™ ist Wellspect seit über 30 Jahren branchenführend. Wir entwickeln zuverlässige und anwenderfreundliche Produkte für das Blasen- und Darmmanagement mit möglichst geringer Umweltbelastung. Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, klimaneutral zu werden, und suchen den Kontakt mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal. Dieser Austausch bietet stetige Inspiration zur nachhaltigen Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen – jetzt und in Zukunft.

**Wellspect. Ein echter Unterschied.**

Weitere Informationen zu unseren Produkten und unserer Initiative Advancing Continence Care Together (ACCT) finden Sie unter [Wellspect.at](https://wellspect.at).

Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram.

[wellspect.at](https://wellspect.at)

