



Große Schlaufe zum Öffnen oder Aufhängen.

Klebefläche auf der Rückseite zum Aufhängen der Verpackung.

Sofortige Aktivierung – sterile Salzlösung in der Packung. Mit nur einem Druck ist der Katheter einsatzbereit.

Einführhilfe. Für besseren Halt, ohne den Katheter mit den Fingern berühren zu müssen.



LoFric-Katheter sind mit der einzigartigen Urotonic™ Surface Technology beschichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Katheter sowohl beim Einführen als auch beim Entfernen gleitfähig und sicher bleibt.¹



Faltbar und diskret.

Atraumatische Katheteraugen².

Produktbeschreibung

Hydrophiler Blasenkatheter für den Einmalgebrauch mit Salzlösung zur Aktivierung.

Sterilisation und Haltbarkeit

Durch Bestrahlung sterilisiert. Vor Ablauf des Verfallsdatums auf der Packung verwenden.

Verpackung

30 einzeln verpackte Katheter pro Kundenbox.

Transportpaket: Enthält entweder 4 oder 2 Kundenboxen.

Materialzusammensetzung

Hydrophile Oberflächenbeschichtung: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Katheter: Elastomer auf Polyolefinbasis (POBE).

Steriles Lösungsskissen: Verbundfolie aus Polyethylenterephthalat (PET), Polyethylen (PE) und Aluminium. Steriles Wasser mit Natriumchlorid (NaCl).

Einzelverpackung: Polyethylen (PE).

Produktsortiment

Artikelnummer	Typ	Länge	Größe
410 08 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Männer)	40 cm	CH 08
410 10 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Männer)	40 cm	CH 10
410 12 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Männer)	40 cm	CH 12
410 14 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Männer)	40 cm	CH 14
410 16 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Männer)	40 cm	CH 16
410 18 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Männer)	40 cm	CH 18
411 06 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (Pädiatrie)	20 cm	CH 06
411 08 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (Pädiatrie)	20 cm	CH 08
411 10 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (Pädiatrie)	20 cm	CH 10
413 08 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Frauen)	20 cm	CH 08
413 10 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Frauen)	20 cm	CH 10
413 12 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Frauen)	20 cm	CH 12
413 14 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Frauen)	20 cm	CH 14
413 16 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Frauen)	20 cm	CH 16
413 18 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Frauen)	20 cm	CH 18
414 08 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Frauen)	15 cm	CH 08
414 10 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Frauen)	15 cm	CH 10
414 12 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Frauen)	15 cm	CH 12
414 14 XX*	LoFric® Primo™ Nelaton (für Frauen)	15 cm	CH 14
415 10 XX*	LoFric® Primo™ Tiemann (für Männer)	40 cm	CH 10
415 12 XX*	LoFric® Primo™ Tiemann (für Männer)	40 cm	CH 12
415 14 XX*	LoFric® Primo™ Tiemann (für Männer)	40 cm	CH 14
415 16 XX*	LoFric® Primo™ Tiemann (für Männer)	40 cm	CH 16
415 18 XX*	LoFric® Primo™ Tiemann (für Männer)	40 cm	CH 18

* Generische Artikelnummer ohne das zweistellige Suffix, das für eine Region oder ein Land bestimmt ist, wenn ein Artikel vertrieben wird.

LoFric® Primo™

1. Waller et al. 1997; Dunger et al. 1988
2. Lundgren et al. 2000; Newman et al. 2018.

Wellspect entwickelt innovative Kontinenzlösungen, die das Leben der Menschen verändern. Wir möchten unsere Anwender dazu inspirieren, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu entwickeln. Mit den Produktmarken LoFric® und Navina™ ist Wellspect seit über 30 Jahren branchenführend. Wir entwickeln zuverlässige und anwenderfreundliche Produkte für das Blasen- und Darmmanagement mit möglichst geringer Umweltbelastung. Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, klimaneutral zu werden, und suchen den Kontakt mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal. Dieser Austausch bietet stetige Inspiration zur nachhaltigen Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen – jetzt und in Zukunft.

Wellspect. Ein echter Unterschied.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und unserer Initiative Advancing Continence Care Together (ACCT) finden Sie unter [Wellspect.de](https://www.wellspect.de).

Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram.

[wellspect.de](https://www.wellspect.de)

