



Unterschiedliche Farben des Konnektors, je nach CH-Größe.

Große Schlaufe zum Öffnen oder Aufhängen.

Sofortige Aktivierung - sterile Salzlösung in der Packung. Mit nur einem Druck ist der Katheter einsatzbereit.

Der verstellbare Einführgriff ermöglicht besseren Halt und Kontrolle und fördert eine berührungslose Technik.

Nicht aus PVC, Phthalaten oder Latex hergestellt.



LoFric Katheter sind mit der einzigartigen Urotonic™ Surface Technology beschichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Katheter sowohl beim Einführen als auch beim Entfernen gleitfähig und sicher bleibt.^{1,2}

Atraumatische Katheterraugen.^{3,4}



Faltbar und diskret.



Nelaton Tiemann

Produktbeschreibung

LoFric® Primo™, hydrophiler Blasenkatheter zum Einmalgebrauch mit Salzlösung zur Aktivierung, bestimmt für die intermittierende Harnkatheterisierung vorgesehen.

Sterilisation und Haltbarkeit

Durch Bestrahlung sterilisiert. Vor Ablauf des Verfallsdatums auf der Packung verwenden.

Verpackung

30 Katheter pro Kundenkarton. 2 oder 4 Kundenkartons pro Versandkarton.

Materialzusammensetzung

Hydrophile Oberflächenbeschichtung: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Katheter: Elastomer auf Polyolefinbasis (POBE).

Tasche für sterile Lösung: Verbundfolie aus Polyethylenterephthalat (PET), Polyethylen (PE) und Aluminium. Steriles Wasser mit Natriumchlorid (NaCl).

Artikelverpackung: Polyethylen (PE).

Produktsortiment

| Artikelnr. | Type | Länge | Größe |
|------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 410 08 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 08 |
| 410 10 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 10 |
| 410 12 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 12 |
| 410 14 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 14 |
| 410 16 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 16 |
| 410 18 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 18 |
| 411 06 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (paediatric) | 20 cm | CH 06 |
| 411 08 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (paediatric) | 20 cm | CH 08 |
| 411 10 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (paediatric) | 20 cm | CH 10 |
| 413 08 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (female) | 20 cm | CH 08 |
| 413 10 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (female) | 20 cm | CH 10 |
| 413 12 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (female) | 20 cm | CH 12 |
| 413 14 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (female) | 20 cm | CH 14 |
| 413 16 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (female) | 20 cm | CH 16 |
| 413 18 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (female) | 20 cm | CH 18 |
| 414 08 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (female) | 15 cm | CH 08 |
| 414 10 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (female) | 15 cm | CH 10 |
| 414 12 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (female) | 15 cm | CH 12 |
| 414 14 15 | LoFric® Primo™ Nelaton (female) | 15 cm | CH 14 |
| 415 10 15 | LoFric® Primo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 10 |
| 415 12 15 | LoFric® Primo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 12 |
| 415 14 15 | LoFric® Primo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 14 |
| 415 16 15 | LoFric® Primo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 16 |
| 415 18 15 | LoFric® Primo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 18 |



Benutzerfreundliche Verpackung.



LoFric® Primo™

Referenzen

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Wir bei Wellspect entwickeln innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, um die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen zu verbessern. Wir helfen unseren Anwendern, mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Seit über 40 Jahren sind wir mit unseren Produktmarken LoFric[®] und Navina[™] führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu minimieren und bemühen uns leidenschaftlich, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal zusammen, um klinische Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern, jetzt und in Zukunft.

Wellspect. A Real Difference.

Weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter [Wellspect.de](https://www.wellspect.de). Tauschen Sie sich mit uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram aus.

wellspect.de

Wellspect GmbH, An der kleinen Seite 8, DE-65604 Elz, Deutschland.
Tel: +49 6431 9869 0. www.wellspect.de

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only