

# Navina Smart INNOVATIVE DARMIRRIGATION AUF KNOPFDRUCK

Navina Smart ist eine innovative und bewährte Lösung, die eine präzise, sichere und kontrollierte Darmspülung mit nur einem Tastendruck ermöglicht.



Navina™



Übersicht über den Irrigationsverlauf in Diagrammen oder Tabellen, sortiert nach Zeit, Wassermenge, Ballongröße und Wasserdurchflussrate.

Bildschirm zur Beobachtung der Einstellungen, des Wasserflusses und der instillierten Menge sowie der aktuellen Ballongröße.

Möglichkeit der Bewertung und des Austauschs von Daten zwischen Benutzer und medizinischem Fachpersonal zur Auswertung der Behandlung.

Möglichkeit zur Voreinstellung verschiedener Wasserdurchflussraten auf den Tropfen-Tasten für eine einfache und schnelle Änderung des Wasserflusses.

Taste zur Steuerung der Ballonfüllung. Der Ballon stoppt automatisch bei der voreingestellten Maximalgröße.

Wiederaufladbare Batterie für mindestens 6 durchschnittliche Irrigationen.

## WARUM DARMIRRIGATION?

Die Darmspülung, auch transanale Irrigation (TAI) genannt, ist eine wirksame Therapie für viele Menschen, die unter Darmfunktionsstörungen leiden. Sie kann zur Wiederherstellung einer gesunden Darmroutine beitragen und Ihnen helfen, die Kontrolle darüber zurückzugewinnen, wann und wo Sie auf die Toilette gehen müssen. Dadurch verschwindet die Angst vor Missgeschicken, und Sie können Ihr Leben weiterleben, ohne ständig an Ihren Darm und den nächsten Toilettengang denken zu müssen.

Wenn die Darmirrigation mit dem medikamentösen Darmmanagement verglichen wird, ergeben sich folgende Vorteile:


- weniger Beschwerden über Verstopfung,
- weniger Stuhlverlust,
- verbesserte symptombezogene Lebensqualität,
- geringerer Zeitaufwand für das Darmmanagement.

## NAVINA SMART

### Innovative Darmspülung auf Knopfdruck

Navina Smart wurde entwickelt, damit jeder, auch Kinder und Menschen mit eingeschränkter Handfunktion, mit nur einem Knopfdruck eine präzise, sichere und kontrollierte Darmspülung durchführen kann.

Navina Smart ist einfach zu erlernen und zu bedienen. Es verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen und personalisierte Einstellungen, um sicherzustellen, dass es jedes Mal die gleiche Darmspülung durchführt.



- ✓ Konsistente Irrigationen mit eingebauten Sicherheitsfunktionen für Ballongröße, Wassermenge und Durchflussrate.
- ✓ Einfache Steuerung mit Tasten anstelle einer manuellen Pumpe, was für Personen mit eingeschränkter Handfunktion hilfreich sein kann.
- ✓ Das Steuergerät kann für 400 Behandlungen oder für zwei Jahre ab dem Datum der ersten Anwendung verwendet werden.

## Navina Smart App

Navina Smart wird mit einer App geliefert, mit der Sie Ihre Einstellungen und Fortschritte verfolgen und aufzeichnen können, um Ihre Routine zu optimieren oder sie mit Ihrem medizinischen Fachpersonal zu teilen. Alle Daten der letzten Irrigation, wie z. B. Ballongröße, Wassermenge, Wasserflussrate und Dauer, können über Bluetooth an die Navina Smart App übertragen werden.



## Was ist im Navina Smart Starterset enthalten?



### Wasserbehälter

- Robust und stabil
- 1,5 Liter Fassungsvermögen
- Zusammenfaltbar
- Leicht zu öffnender Deckel



### Schlauchset

- Farblich gekennzeichnete Anschlüsse für eine einfache Installation
- Flexible und dennoch robuste Wasser- und Luftschläuche
- Einfach zu reinigen



### Katheter/Konus

- Weiches und flexibles Material
- Gleitfähige, hydrophile Oberfläche für leichtes Einführen und Herausziehen
- Einmalgebrauch



### Tragetasche und Zubehörset

- Tragetasche für Reise und Aufbewahrung
- Griffringe, wenn zusätzlicher Halt benötigt wird
- Umhängeband, um die Kontrolleinheit um den Hals zu hängen



### Navina Darmmanagement

Wir wissen, dass es für die Darmversorgung keine Standardlösung gibt. Deshalb sind wir stolz darauf, eine Reihe von Lösungen anbieten zu können, die den Bedürfnissen jedes Einzelnen gerecht werden, und das alles unter einer Marke, die Ihnen unabhängig von der Produktwahl dieselbe Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität verspricht.

Wir bei Wellspect entwickeln innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, um die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen zu verbessern. Wir helfen unseren Anwendern, mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Seit über 40 Jahren sind wir mit unseren Produktmarken LoFric® und Navina™ führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu minimieren und bemühen uns leidenschaftlich, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal zusammen, um klinische Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern, jetzt und in Zukunft.

#### Wellspect. A Real Difference.

Für weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen besuchen Sie unsere Website. Folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

#### Deutschland

Tel.: +49 (0) 800 2727872  
kundenservice@wellspect.com

[wellspect.de](https://www.wellspect.de)

#### Schweiz

Tel.: +41 (0) 800 620 240  
info-ch@wellspect.com

[wellspect.ch](https://www.wellspect.ch)

#### Österreich

Tel.: +43 (0) 1214 6150 800  
order-at@wellspect.com

[www.wellspect.at](https://www.wellspect.at)

Wellspect GmbH, An der kleinen Seite 8, 65604 Elz, Deutschland, Telefon: +49 6431 9869-0.

Wellspect AG, Täferweg 1, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz. Telefon: +41 800 620 240.

Wellspect HealthCare GmbH, Wienerbergstraße 11 Turm A/21, 1100 Wien, Österreich, Telefon: +43 1 214 61 50-0.

### Navina Irrigationssystem

#### Verwendungszweck

Navina Systems ist für die transanale Irrigation bestimmt, bei der Wasser mit Hilfe eines Rektalkatheters in den unteren Teil des Dickdarms instilliert wird.

#### Indikationen

Navina Systems soll Erwachsenen und Kindern ab 3 Jahren helfen, die an Stuhlinkontinenz, chronischer Verstopfung und/oder einem zeitaufwändigen Darmmanagement leiden. Durch das Instillieren von Wasser in den unteren Teil des Dickdarms können die peristaltischen Muskeln im Darm angeregt werden und beginnen, den Inhalt des unteren Kolons und des Rektums zu entleeren.

#### Kontraindikationen

Verwenden Sie Navina Systems NICHT, wenn einer der nachfolgenden Punkte zutrifft:

- bekannte anale oder kolorektale Stenose
- aktive entzündliche Darmerkrankung
- akute Divertikulitis bekannte anale oder kolorektale Stenose
- Darmkrebs
- ischämische Kolitis
- innerhalb 3 Monate nach einer analen oder kolorektalen Operation
- innerhalb 4 Wochen vor der endoskopischen Polypektomie

Da die Liste möglicherweise nicht vollständig ist, wird das medizinische Fachpersonal immer auch individuelle Faktoren berücksichtigen. Vor Gebrauch beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung.



Manufacturer:  
Wellspect HealthCare,  
Aminogatan 1, P.O. Box 14,  
SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00.  
[www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

