



Diskretes Design.

Benutzerfreundlicher Griff für guten Grip und berührungslose Technik.

Klebefläche auf der Rückseite für eine sichere Befestigung.

Sofortige Aktivierung - sterile Salzlösung in der Packung. Mit nur einem Druck ist der Katheter einsatzbereit.

Öffnungsglasche.

Die Verpackung fungiert als diskreter, hygienischer Abfallbeutel.

Hergestellt ohne PVC, Phthalate und Latex.

Atraumatische Katheteraugen.^{1,2}



LoFric-Katheter sind mit der einzigartigen Urotonic™ Surface Technology beschichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Katheter sowohl beim Einführen als auch beim Entfernen gleitfähig und sicher bleibt.^{3,4}



Anwenderfreundliche Verpackung.

Produktbeschreibung

LoFric® Sense™, hydrophiler Blasen-katheter zum Einmalgebrauch mit Salzlösung zur Aktivierung, bestimmt für die intermittierende Blasenkatheterisierung.

Sterilisation und Haltbarkeit

Durch Bestrahlung sterilisiert. Vor Ablauf des Verfallsdatums auf der Packung verwenden.

Verpackung

30 Katheter pro Kundenbox.
4 Kundenboxen pro Versandkarton.

Materialzusammensetzung

Hydrophile Oberflächenbeschichtung: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Katheter: Polyolefin-basiertes Elastomer (POBE).

Wasserkissen: Verbundfolie aus Polyethylenterephthalat (PET), Aluminium und Polyethylen (PE). Steriles Wasser mit Natriumchlorid (NaCl).

Einzelverpackung: Verbundfolie aus Polyethylenterephthalat (PET) und Polyethylen (PE).

Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Länge	Größe
416 08 35	LoFric® Sense™ Nelaton (Weiblich)	15 cm	CH 08
416 10 35	LoFric® Sense™ Nelaton (Weiblich)	15 cm	CH 10
416 12 35	LoFric® Sense™ Nelaton (Weiblich)	15 cm	CH 12
416 14 35	LoFric® Sense™ Nelaton (Weiblich)	15 cm	CH 14

Die effektive Länge beträgt 10 cm. Effektive Länge, Länge des Katheters, die in den Körper eingeführt werden kann.



LoFric® Sense™

Referenzen

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Wir bei Wellspect entwickeln innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, um die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen zu verbessern. Wir helfen unseren Anwendern, mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Seit über 40 Jahren sind wir mit unseren Produktmarken LoFric® und Navina™ führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu minimieren und bemühen uns leidenschaftlich, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal zusammen, um klinische Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern, jetzt und in Zukunft.

Wellspect. A Real Difference.

Weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter [Wellspect.at](https://www.wellspect.at). Tauschen Sie sich mit uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram aus.

wellspect.at

Wellspect HealthCare GmbH, Wienerbergstraße 11 Turm A/21, 1100 Wien, Österreich.
Tel: +43 1 214 61 50-0. www.wellspect.at

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only