

Lasche mit Fingerschleife zum Öffnen

Klebefläche auf der Rückseite für eine sichere Befestigung.

Sofortige Aktivierung – sterile Salzlösung in der Packung. Mit nur einem Druck ist der Katheter einsatzbereit.

Die Schutzhülle für optimale Kontrolle ermöglicht ein berührungsloses Einführen (Non-Touch- Technik)

Hergestellt ohne PVC, Phthalate und Latex.



LoFric Katheter sind mit der einzigartigen Urotonic™ Surface Technology beschichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Katheter sowohl beim Einführen als auch beim Entfernen gleitfähig und sicher bleibt.<sup>12</sup>

Atraumatische Katheteraugen.<sup>34</sup>

Zusammendrückbarer Einführgriff an der Schutzhülle



Faltbar auf ein handliches, diskretes Taschenformat.

### Produktbeschreibung

LoFric® Origo™, hydrophiler Blasenkatheter für den Einmalgebrauch mit Salzlösung zur Aktivierung.

### Sterilisation und Haltbarkeit

Durch Bestrahlung sterilisiert. Vor Ablauf des Verfallsdatums auf der Packung verwenden.

### Verpackung

30 Katheter pro Kundenbox.  
4 Kundenboxen pro Versandkarton.  
5 Katheter pro Musterpackung.

### Materialzusammensetzung

#### Hydrophile

**Oberflächenbeschichtung:** Polyvinylpyrrolidon (PVP).

**Katheter:** Polyolefin-basiertes Elastomer (POBE).

**Wasserkissen:** Verbundfolie aus Polyethylenterephthalat (PET), Aluminium und Polyethylen (PE). Steriles Wasser mit Natriumchlorid (NaCl).

**Schutzhülle:** Polyethylen (PE)

#### Einzelverpackung:


Obere Folie: Verbundfolie aus Polyethylenterephthalat (PET) und Polyethylen (PE).

Untere Folie: Polyolefin.

### Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Länge	Größe
44612 00	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (Männlich)	40 cm	CH 12
44614 00	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (Männlich)	40 cm	CH 14
44616 00	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (Männlich)	40 cm	CH 16
44812 00	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (Männlich)	40 cm	CH 12
44814 00	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (Männlich)	40 cm	CH 14
44816 00	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (Männlich)	40 cm	CH 16

Alle Produkte in Musterpackung erhältlich, 5 Katheter. Ersetzen Sie zum Bestellen die letzten beiden Ziffern der Artikelnummer durch 05.



Anwenderfreundliche Verpackung.



Musterpackung, 5 Katheter.



Nelaton Flexible

**LoFric® Origo™**



## Referenzen

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Wir bei Wellspect entwickeln innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, um die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen zu verbessern. Wir helfen unseren Anwendern, mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Seit über 40 Jahren sind wir mit unseren Produktmarken LoFric® und Navina™ führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu minimieren und bemühen uns leidenschaftlich, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal zusammen, um klinische Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern, jetzt und in Zukunft.

**Wellspect. A Real Difference.**

Für weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen besuchen Sie bitte [Wellspect.at](https://www.wellspect.at). Tauschen Sie sich mit uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram aus.

[wellspect.at](https://www.wellspect.at)

Wellspect HealthCare GmbH, Wienerbergstraße 11 Turm A/21, 1100 Wien, Österreich. Tel: +43 1 214 61 50-0.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only