

• Öffnungsglasche.

• Klebefläche auf der Rückseite für eine sichere Befestigung.

• Sofortige Aktivierung - sterile Salzlösung in der Packung. Mit nur einem Druck ist der Katheter einsatzbereit.

• Verstellbarer Einführgriff für besseren Halt und Kontrolle, ohne den Katheter berühren zu müssen.

Hergestellt ohne PVC, Phthalate und Latex.



LoFric Katheter sind mit der einzigartigen Urotonic™ Surface Technology beschichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Katheter sowohl beim Einführen als auch beim Entfernen gleitfähig und sicher bleibt.^{1,2}

• Atraumatische Katheteraugen.^{3,4}



Faltbar auf ein handliches, diskretes Taschenformat.

Produktbeschreibung

LoFric® Origo™, hydrophiler Blasenkatheter für den Einmalgebrauch mit Salzlösung zur Aktivierung.

Sterilisation und Haltbarkeit

Durch Bestrahlung sterilisiert. Vor Ablauf des Verfallsdatums auf der Packung verwenden.

Verpackung

30 Katheter pro Kundenbox.
2 Kundenboxen pro Versandkarton.
5 Katheter pro Musterpackung.

Materialzusammensetzung

Hydrophile Oberflächenbeschichtung: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Katheter: Polyolefin-basiertes Elastomer (POBE).


Wasserkissen: Verbundfolie aus Polyethylenterephthalat (PET), Aluminium und Polyethylen (PE). Steriles Wasser mit Natriumchlorid (NaCl).

Einzelverpackung:
Obere Folie: Verbundfolie aus Polyethylenterephthalat (PET) und Polyethylen (PE).
Untere Folie: Polyolefin.

Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Länge	Größe
442 08 00	LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 08
442 10 00	LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 10
442 12 00	LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 12
443 10 00	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
443 12 00	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
443 14 00	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
443 16 00	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
443 18 00	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
444 10 00	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
444 12 00	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
444 14 00	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
444 16 00	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
444 18 00	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18

Alle Produkte in Musterpackung erhältlich, 5 Katheter. Ersetzen Sie zum Bestellen die letzten beiden Ziffern der Artikelnummer durch 05.



Anwenderfreundliche Verpackung.



Musterpackung, 5 Katheter



LoFric® Origo™

Referenzen

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Wir bei Wellspect entwickeln innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, um die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen zu verbessern. Wir helfen unseren Anwendern, mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Seit über 40 Jahren sind wir mit unseren Produktmarken LoFric® und Navina™ führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu minimieren und bemühen uns leidenschaftlich, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal zusammen, um klinische Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern, jetzt und in Zukunft.

Wellspect. A Real Difference.

Weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter [Wellspect.at](https://www.wellspect.at). Tauschen Sie sich mit uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram aus.

wellspect.at

Wellspect HealthCare GmbH, Wienerbergstraße 11 Turm A/21, 1100 Wien, Österreich.
Tel: +43 1 214 61 50-0. www.wellspect.at

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only